

Produkte » Ödemtherapie » Kompressionsstrümpfe » mediven 550 Bein

# mediven® 550 Bein Beinstrumpf nach Maß



# Längen

- SockeAB / AB1
- Kniestrumpf
   AD
- Schenkelstrumpf
- Oberschenkelstrumpf AG
- Strumpfhose
- AT
  Herrenhose

ATH

- Umstandshose
   ATU
- Radlerhose ET
- Caprihose CT
- Leggings BT
- Einbeinhose ATE

### Ohne Baumwolle, dadurch optimale Materialeigenschaften

### Eigenschaften

- in den Kompressionsklassen 1, 2, 3 und 4
- individuell anatomisch gefertigte Nahtware
- scheuer- und verschleißfeste Flachnaht
- in den Farben Caramel und Schwarz
- lieferbare Varianten (siehe "Längen" links)

#### Vorteile ohne Baumwolle

- Die Umspinnung mit Polyamid ermöglicht ein dünneres Gestrick und dennoch den ganzen Tag maximale Druckstabilität.
- Das Material nimmt bedeutend weniger Feuchtigkeit auf.
- Die Strümpfe sind dadurch atmungsaktiver.
- Die aufgenommene Feuchtigkeit wird nicht gespeichert, sondern sofort wieder abgegeben.
- Die Strümpfe trocknen schneller auch nach dem Waschen.
- Sie sind waschmaschinen- und wäschetrocknergeeignet (Schonstufe).
- Auch Handwäsche wird dadurch einfacher und leichter.
- Die Oberfläche des Gestrickes ist ebenmäßiger.
- Die Versorgung lässt sich deshalb leichter anziehen.
- Tägliches Tragen wird so angenehm, dass von Anfang an eine höhere Therapietreue erreicht wird. Dies führt zu einem signifikant höheren Therapieerfolg.

#### Erklärung der Kompressionsklassen:

CCL 1	Kompression in mmHG 18.0 - 21.0 Kompression in kPA 2.40 - 2.80
CCL 2	Kompression in mmHG 23.0 - 32.0 Kompression in kPa 3.10 - 4.30
CCL 3	Kompression in mmHG 34.0 - 46.0 Kompression in kPa 4.50 - 6.10
CCL 4	Kompression in mmHG mind. 49.0 Kompression in kPa mind. 6.50

# Anziehanleitung für medizinische Kompressionsstrümpfe von medi

Wie Sie Ihre medizinischen Kompressionsstrümpfe mit und ohne Anziehhilfe schnell und einfach anlegen, erfahren Sie hier.